


## ESLA – färdmedel för rörelse och motion

**ESLA-sparkcykeln** ger dig nya möjligheter att röra dig mera självständigt ute och att träffa andra människor. Den är lätt att använda och lämpar sig både för daglig motion samt för att uträtta olika ärenden. Ute i trafiken betraktas spark-cyklisten som fotgängare.

Sparkcykeln går mjukt i alla väglag, den är lätt att styra och trygg att köra. Den triangelformade ramkonstruktionen samt dubbelstyret gör sparkcykeln både stadig och säker.

På grund av dess trygghet och motionsfrämjande egenskaper har ESLA-sparkcykeln blivit ett populärt fortskaffningsmedel bland människor i alla åldrar och med olika konditionsnivåer.


 ESLA-sparkcykel, Cityspark och Rollator har säkerhetstestats av obundna officiella forskarorganisationer: VTT och SeAMK i Finland, Sintef i Norge, TÜV i Tyskland.

**ESLA Cityspark** är en kortare fyrhjuling som anpassats för urbana behov. Den får plats i hissen och den lämpar sig för shopping också inne i butiken.

Modell 3600



**ESLA-rollatorn** ger ett bra stöd då man rör sig ute och inne. Den har en bekväm sits att ta en vilopaus på och en korg för förvaring. Rollatorn har effektiva bromsar och den kan fällas ihop för transport och förvaring.

Modell 6504



Modell 3300



## Sparkcykeln

|               |            |
|---------------|------------|
| MODELL NUMMER | 3300       |
| LÄNGD         | 128 cm     |
| BREDD         | 60 cm      |
| HÖJD          | 80–105 cm  |
| FRAMHJUL      | 31 cm      |
| BAKHJUL       | 31 cm      |
| BROMSAR       | trumbroms  |
| SÄTE          | 20 x 30 cm |
| VARUKORG      | 23 liter   |
| VIKT          | 16,9 kg    |
| LASTKAPACITET | 150 kg     |
| CE-MÄRKT      | ja         |
| GARANTI       | 3 år       |
| FÄRGER        | ● ● ●      |
| PATENTSKYDDAT | 14206      |



## Citysparken

|               |            |
|---------------|------------|
| MODELL NUMMER | 3600       |
| LÄNGD         | 107 cm     |
| BREDD         | 59 cm      |
| HÖJD          | 80–100 cm  |
| FRAMHJUL      | 31 cm      |
| BAKHJUL       | 20 cm      |
| BROMSAR       | fälgbroms  |
| SÄTE          | 12 x 30 cm |
| VARUKORG      | 23 liter   |
| VIKT          | 13,9 kg    |
| LASTKAPACITET | 140 kg     |
| CE-MÄRKT      | ja         |
| GARANTI       | 3 år       |
| FÄRGER        | ● ● ●      |
| PATENTSKYDDAT | 23349      |



## Rollator

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| MODELL NUMMER | 6504                             |
| LÄNGD         | 72 cm                            |
| BREDD         | 59 cm                            |
| HÖJD          | 77–99 cm                         |
| BROMSAR       | låsbar parkeringsbroms           |
| DÄCK          | punkteringsfria däck 200 x 50 mm |
| VARUKORG      | fast varukorg                    |
| VIKT          | 9 kg                             |
| LASTKAPACITET | 130 kg                           |
| CE-MÄRKT      | ja                               |
| GARANTI       | 3 år                             |
| FÄRGER        | ● ●                              |

Återförsäljare: