

GREPPVÄNLIG PIPMUGG ”Rillekrus”

- Ergonomisk design
- För varma och kalla drycker
- Miljövänligt material
- Mycket hållbar
- Tål maskindisk och temperaturer upp till 100 °C
- Finns i flera färger
- Stapelbar och graderad

Utformningen ger bra grepp för personer med svaga händer. Muggen kan användas i både frys och mikrovågsugn, dock ej med olja i mikro. 6 st olika neonfärger samt neutral/ofärgad. Gradering i 100 resp 200 ml.



SMART PIPLOCK

- Med två hålstorlekar för tunna resp. tjocka drycker
- Ventil som motverkar spill (kan tas bort)
- Lätt sugmotstånd med ventil

Pipen är bekväm att dricka ur. Ventilen motverkar spill och underlättar att dricka i liggande ställning. Den kan lätt tas bort och lämnar då fritt flöde.



Tillverkad i miljövänlig polykarbonatplast.

CE-märkt