

Ototekniska artiklar



Här har vi samlat ett urval av de vanligast förekommande verktygen för avtryckstagning och justering av hörapparatinsatser.

Avtrycksmaterial samt lacker och material för Insatser finns i DETAX-broschyren.

Rengöringsprodukter för hörapparatinsatser hittar ni i HADEO-broschyren.

Om ni söker någon speciell produkt så hjälper vi gärna till att finna den.

MEDILINK

Box 135, 711 23 Lindesberg
Tel: 0581-122 33 Fax: 0581-109 34
info@medilink.se
www.medilink.se

**Otoskop Heine 3000/3000 F.O.**

Otoskop i ny design och med ny typ av lampor som ger bättre ljusutbyte. Finns med konventionell alternativt fiberoptisk belysning. Batterier 2 x AA
Färger: svart och blått

**Lysstav Heine**

Penlight med belyst, lätt utbytbar, smal plastspets för inläggning av hörselgångspads. Batterier 2 x AA

**Lysstav**

Penlight med belyst, lätt utbytbar plastspets för inläggning av hörselgångspads. Batterier 2 x AAA

**Pannlampa och Luppglasögon.**

Hjälpmiddel för vax- och hårborttagning i hörselgången. Olika alternativ och prisklasser. Begär offert!

**Blandningsspatlar.**

Finns i flera utföranden breda/smala i stål och plastmaterial.

Blandningsplatta.

11 x 22 cm opalvit akryl.

**Hörselgångspads.**

Cylindriska skumplastpads med tråd. Längd 10 mm.
Diam. 7, 9, 12 och 15 mm.

Säljs i förpackningar om 100 st av samma storlek.
Finns även med limmad ventilationssläng

**Avtrycksspruta.**


Dubbelkolvspruta i flera olika färger.

**Mikromotorer, arbetshuvar och utsug.**

Maskiner av olika fabrikat, modeller och prisklasser offereras på begäran.

**Spiralborr.**

Borrar för ventilations- och vädringskanaler från 0.8 mm samt till borrar för anslutning av knän. 2,35 mm skaft.

**Rundborr (rosenborr).**

Borrar i olika diameter för vidgning/rensning av kanaler samt slanganslutningar. Säljs i hel- eller halvdussin.

**Hårdmetallfräsar.**

Koniska och päronformade fräsar för grovjustering av akrylinsatser.

**Diamantfräsar.**

Koniska och päronformade fräsar för såväl grövre som finare justeringar.

**Sliphylsor.**

Olika fräsar för bearbetning av silikonmaterial.

**Gummipolerare.**










Gummibunden karborundum för efterbearbetning av kantiga och repiga ytor. Verktyget ger en slät men matt yta. Säljs i 5-pack.

**Polertrissor.**

Bomullstrissa, diam. 22 mm med 2,35 mm skaft för mikromotor. Används tillsammans med polerpasta för blankpolering. Säljs i förp. om 1 dussin.

**Polerpasta.**

Vaxblock för användning till polerhjul och polertrissor. Har smörjande och slipande verkan vid blankpolering.

	<p>Knä Knä med diskret utseende och mycket goda akustiska egenskaper. Innerdiam. 2 mm resp. 3 mm. Art.nr: 70020 resp. 70021 Knä + slang med fukttråd , d.v.s. inlagd bomullstråd som absorberar och ventilerar ut fukt ur slangen. Om annat knä används utnyttjas bara slangen. Art.nr: 70019</p>
	<p>Standardinsatser/ eartips. Tillverkade i mjuk silikon för tillfällig eller permanent användning. 3 storlekar. Kombinerar med speciellt knä + slang. Art.nr: 70022(knä+slang) 70024(S), 70025(MS), 70026(M)</p>
	<p>Ljudslang Transparent PVC-slang 2x3,1 mm.</p>
	<p>Slangvidgare. Underlättar montering av ljudslang på slangfästen och knän.</p>
	<p>Sax Lämplig för anpassning av ljudslang.</p>
	<p>Verkygssats. Innehåller slangvidgare, sax, 2 st pincetter och 2 st mejslar i praktiskt etui med plats för ytterligare instrument t.ex. otoskop. Lämpligt för ambulerande personal. Samtliga verktyg av hög kvalitet.</p>
	<p>Tryckluft 400 ml För torr- och renblåsning.</p>
	<p>Slyngor och skedar För vaxborttagning i hörselgången.</p>
	<p>Stetoclip. Finns i olika prisklasser.</p>