

# 4-HJULIG SPARKCYKEL



Cityspark

## ESLA Sparkcyklar

tillverkas i Finland av E.S Lahtinen Oy som från början tillverkade sparkstöttingar. Utvecklingen har sedan gått via hjulsatser till sparkar till sparkcyklar i olika utföranden. De 4-hjuliga sparkcyklarna är lämpliga för personer med rörelsehinder och balansproblem och är också ett effektivt transportmedel. Sparkcykelåkare jämställs med fotgängare och sparkcykel får således framföras på gångbanor.

## ESLA 4-hjulig sparkcykel

Esla-sparkcykeln har en mönsterskyddad konstruktion som gör den mycket stabil. Samtliga hjul ligger stadigt mot underlaget även på ojämnt underlag. Cykeln är försedd med effektiva trumbromsar och parkeringsbroms. Den monteras lätt isär i tre delar för transport. Styrhandtagens läge och höjd är justerbara. **Cityspark** är en kortare version för miljöer där utrymmet är begränsat.

**I standardsutrustningen ingår** rymlig korg, mjuk sittplats, fästen för lampor, reflexer fram, bak och till sidan, stänkskärmar fram och bak, vajerlås, pump och ringlocka. Flera färger finns.

**ESLA Sparkcykel är testad** vid VTT i Finland, TÜV i Tyskland och Sintef i Norge. Ramen är belastningstestad 200 000 ggr med 960 N och stabiliteten har provats i lutningstest.

**Garanti 3 år** med undantag av normal förslitning och slitagedetaljer som t.ex. däck , bromsbelägg o.d.

Namn	Sparkcykel	Cityspark
Yttre bredd	60 cm	59 cm
Inre bredd	37 cm	37 cm
Längd	128 cm	107 cm
Vikt	16,9 kg	13,9 kg
Höjd justerbar	80 - 105 cm	80-100 cm
Hjul, kullagrade	31 cm	31 cm fram 20 cm bak
Bromsar	Trumbromsar fram	Fälgbromsar fram
Fotsteg m. halkskydd	bredd 8,5 cm	Bredd 8,5 cm
Testad brukarvikt	120 kg	120 kg



Box 135, 711 23 Lindesberg. Tel 0581-122 33, fax 0581-109 34  
Hemsida: [www.medilink.se](http://www.medilink.se) Mail: [info@medilink.se](mailto:info@medilink.se)