



ESLA - FÄRDMEDEL FÖR RÖRELSE OCH MOTION

ESLA-Sparkcykeln

ger dig nya möjligheter att röra dig mera självständigt ute och att träffa andra människor. Den är lätt att använda och lämpar sig både för daglig motion samt för att uträtta olika ärenden. Ute i trafiken betraktas spark-cyklisten som fotgängare.

Sparkcykeln går mjukt i alla väglag, den är lätt att styra och trygg att köra. Den triangelformade ramkonstruktionen samt dubbelstyret gör sparkcykeln både stadig och säker.

På grund av dess trygghet och motionsfrämjande egenskaper har ESLA-sparkcykeln blivit ett populärt forskaffningsmedel bland människor i alla åldrar och med olika konditionsnivåer.

ESLA-Rollatorn

ger ett bra stöd då man rör sig ute och inne. Den har en bekväm sits att ta en vilopaus på och en korg för förvaring. Rollatorn kan fällas ihop för transport och förvaring.

ESLA Cityspark Max

är en lätt rullande nyhet i ESLAs sparkcykel sortiment. City Max har samma storlek på hjulen (Ø 31 cm) både fram och bak. City Max är en kortare fyrhjulad sparkcykel, utvecklad utifrån användarnas önskemål, för fartfylld rörelse och motion.



Modell 3800



Modell 3300



Modell 6504

ESLA Citysparken

är en kortare fyrhjulig som anpassats för urbana behov. Den får plats i hissen och den lämpar sig för shopping också inne i butiken.



Modell 3600

Trygghet • Nyttä • Nöje • Motion



TILLVERKARE: E.S. LAHTINEN OY, SEINÄJOKI, FINLAND | TEL +358 6 429 9400 | ESLA@ESLA.FI | [f](https://www.facebook.com/ESLA)
- SINCE 1928 -

WWW.ESLA.FI



SPARKCYKELN



MODELL NUMMER	3300
LÄNGD	128 cm
BREDD	60 cm
HÖJD	80–105 cm
FRAMHJUL	31 cm/12,5"
BAKHJUL	31 cm/12,5"
BROMSAR	trumbromsars
SÄTE	20 x 30 cm
VARUKORG	23 liter
VIKT	16,9 kg
LASTKAPACITET	150 kg
CE-MÄRK	ja
GARANTI	3 år
FÄRGER	
MÖNSTERSKYDDAT	14206



CITYSPARKEN



MODELL NUMMER	3600
LÄNGD	107 cm
BREDD	59 cm
HÖJD	80–100 cm
FRAMHJUL	31 cm/12,5"
BAKHJUL	200x50 mm
BROMSAR	fälgbromsars
SÄTE	20 x 30 cm
VARUKORG	23 liter
VIKT	13,9 kg
LASTKAPACITET	140 kg
CE-MÄRK	ja
GARANTI	3 år
FÄRGER	
MÖNSTERSKYDDAT	23349



CITYSPARK MAX



MODELL NUMMER	3800
LÄNGD	112 cm
BREDD	59 cm
HÖJD	80–100 cm
FRAMHJUL	31 cm/12,5"
BAKHJUL	31 cm/12,5"
BROMSAR	fälgbromsars
SÄTE	20 x 30 cm
VARUKORG	10 kg
VIKT	15,4 kg
LASTKAPACITET	150 kg
CE-MÄRK	ja
GARANTI	3 år
FÄRGER	



ROLLATOR



MODELL NUMMER	6504
LÄNGD	72 cm
BREDD	59 cm
HÖJD	77–99 cm
BROMSAR	låsbar parkeringsbroms
PUNKTERINGSFRIA DÄCK	200 x 50 mm
VARUKORG	fast varukorg
VIKT	9 kg
LASTKAPACITET	130 kg
CE-MÄRK	ja
GARANTI	3 år
FÄRGER	

CE ESLA-sparkcykel, Cityspark, CityMax och Rollator har säkerhetstestats av obundna officiella forskar organisationer: VTT, Lamk och SeAMK i Finland, Sintef i Norge, TÜV i Tyskland.



= Ramens nedåt bredande struktur ökar stadighet

Återförsäljare: